



# cardiofax V

Elektrokardiograph

ECG-1500  
ECG-1550




## Beispiele von Ausdrucken und Bildschirmanzeigen



Interpretationsergebnis



Vergrößerte EKG-Kurve



Serieller Vergleich

Date	ID	Name	Sex	Height	Weight	SBP/DBP
2-13-2005 14:20	133436700	Johannes Köhden	M	180	70	110/60
2-14-2005 21:30	133436700	Johannes Köhden	M	180	70	110/60
2-14-2005 20:06	2777	Thomas Green	M	180	70	110/60
2-14-2005 20:05	6666	Carola Wilson	F	180	70	110/60
2-14-2005 20:05	5555	Caro Köhden	M	180	70	110/60
2-14-2005 20:04	2333	Smith Köhden	M	180	70	110/60
2-14-2005 20:02	2222	Hendrik Köhden	F	180	70	110/60
2-14-2005 19:41	133436700	Johannes Köhden	M	180	70	110/60

Daten-Management



Vergleich

## Optionen

Detaillierte Informationen zum Zubehör und den Optionen sind separat erhältlich.

**Gerätewagen, KD-010A**

**Papierablage, DI-002A**

**Kabelarm, KH-801E**

**Daten-Management-Software, NKD-DMS**

Technische Änderungen vorbehalten.

**NIHON KOHDEN**

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH  
Raiffeisenstraße 10, D-61191 Rosbach  
Telefon: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Telefax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99  
Internet: [www.nihonkohden.de](http://www.nihonkohden.de), [www.nihonkohden.com](http://www.nihonkohden.com)  
E-Mail: [info@nke.de](mailto:info@nke.de)

Fighting Disease with Electronics

**NIHON KOHDEN**



Bestell-Nr.: ECG-1500G (05/05)

Printed in Germany

# Leicht ablesbare 12,1" TFT LCD-Anzeige mit schwenkbarem Touchscreen

## Anzeige und Ausdruck in gleicher Größe

Die Darstellung am Display und der Ausdruck der Kurven erfolgen im gleichen Größenformat. Ebenso werden am Display die gleichen Rasterlinien dargestellt wie im Ausdruck.



## Komfortable Patientenüberwachung durch schwenkbares Display


Mit Hilfe des flexiblen Schwenkarms lässt sich der Blickwinkel zum Display auch während der Behandlung am Patienten optimal einstellen.



Herkömmliches EKG...



ECG-1500 Serie...



Das schwenkbare Display erleichtert auch während der Untersuchung die Überwachung des Patientenzustandes.



## Großer 5-Minuten-Speicher

Im Speicher können über alle EKG-Kanäle die Signale der letzten 5 Minuten abgelegt werden. Hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit verringert, wichtige Daten zu übersehen. Um Papier zu sparen, können Sie aus der 5-minütigen Full-Disclosure Anzeige nur den notwendigen Ausschnitt auswählen, analysieren und ausdrucken.

ECG-1550  
(mit integriertem Schreiber)



Sie können das 12-Kanal Ruhe-EKG in Dateien ablegen und die ausgewählten Daten analysieren.

Ebenso können aus den ausgewählten Daten Rhythmus-Dateien gebildet werden.



ECG-1500  
(papierlos)