


# cardiofaxVET

Veterinär-Elektrokardiograph

ECG-1950



*Fighting Disease with Electronics*

 **NIHON KOHDEN**

### Produktübersicht



cardiofaxVET, ECG-1950, ist ein zuverlässiger 6-Kanal Elektrokardiograph für Hunde und Katzen. Das Gerät ermöglicht nicht nur eine 6-kanalige Aufzeichnung des Ruhe-EKGs, sondern ebenso eine 1- oder 3-kanalige Rhythmus-Aufzeichnung auf 110 mm Papierbreite über einen eingebauten Thermokammschreiber.

Aufzeichnung der RR-Varianz

### Produktmerkmale



#### Software

cardiofaxVET verfügt über das umfangreiche Interpretationsprogramm ECAPS12V von NIHON KOHDEN.

Dieses einfach zu handhabende Programm bietet eine Analyse aus über 60 klinischen Befunden. Je nach Körperlage, Größe und Tierart (Hund oder Katze) liefert dieses ausgereifte Programm eine akkurate Analyse der aufgezeichneten Daten.

#### Farbdisplay (320 x 240 QVGA)

Die kontrastreiche Farb-LCD-Anzeige stellt alle 6 Kurven deutlich dar. Dies erleichtert die schnelle Diagnose eines pathologischen Herzrhythmus.

#### Kompakt und leicht

Das kleine und 2,0 kg leichte Gerät garantiert größtmögliche Mobilität in Tierkliniken und Tierarztpraxen. Aufgrund seiner kompakten Form kann das cardiofaxVET überall eingesetzt werden.

#### Datenspeicher

Bis zu 40 EKG-Dateien können im internen Speicher abgelegt werden. Weitere 3.000 EKG-Dateien können auf einer SD-Karte gespeichert werden.

#### Dateneingabe

Der Name von Hund oder Katze, eine ID-Nummer oder andere Informationen können leicht über die alphanummerischen Tasten am Bedienfeld eingegeben werden.



### Optionen



- Elektroden für Anwendungen am Tier
- Patientenkabel (gemäß IEC/AHA)
- Netzkabel
- Batterie
- Gerätewagen
- Kabelarm für Patientenkabel
- 110 mm Registrierpapier
- SD-Speicherkarte

### Druckbeispiele



- 3-Kanal Ruhe-EKG + 1-Kanal Rhythmusaufzeichnung und Interpretation



- 1-Kanal Rhythmusaufzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten.



NIHON KOHDEN EUROPE GmbH  
Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach, Deutschland  
Telefon: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Telefax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99  
Internet: www.nihonkohden.de, E-Mail: info@nke.de