



Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

PHILIPS (HP / AGILENT) GERÄTE

C3: 862474, 862475, 862478, 862479, Codemaster XL M1722 A/B, M1723 A/B, Fetalmonitor 8030 A / 8040 A, IntelliVue: MP 20 / 30, MP 40/ 50, MP 60 / 70 / 90, M1350A Serie 50, M1351A, M1353A, M1165A, M1166A, M1205A, M1275A, M2475 A/B Merlin System, 78352C, 78354C, 78834C, M1001A, M1002A, Omnicare CMS ML65A/66A, M 300 A, Viridia M3 M 3046 A, SureSigns VM

ZM: 15-3-B42.1	3-adriges Stammkabel, wie Philips # M1510A	85,00
ZM: 15-5-B42.1	5-adriges Stammkabel, wie Philips # M1530A	112,30
	farblich codiert rot, gelb und grün	
ZM: 7-9-S3	1 Satz Patientenleitungen 3-adrig, wie Philips # M1613A	65,80
ZM: 7-9-S5	1 Satz Patientenleitungen 5-adrig, wie Philips # M1633A	106,00
	mit Klammer 100 cm Länge farblich codiert rot, gelb und grün	
ZM: 15-3-42.1	Stammkabel für Neonatalelektroden 3-adrig	79,00
	nach DIN 42802 farblich codiert rot, gelb und grün	
ZM: 2-3-42.1	Monitorkomplettkabel 3-adrig, wie Philips #989803143171	87,00
ZM: 2-5-42.1	Monitorkomplettkabel 5-adrig	111,00
	mit Klammern farblich codiert rot, gelb und grün	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
ZM:15-3-P42.1	3-adriges Stammkabel mit Philips-Stecksystem 275cm lang, farblich codiert: rot, gelb, grün Wie Philips #M1669A	89,00
		
ZM:7-9-P3	3-adrige Patientenleitung zu Stammkabel 15-3-P42.1 Mit Klammern, 100cm lang, farblich codiert: rot, gelb, grün wie Philips #M1672A	59,40
		
HP:M1678A	3-adrige Patientenleitung zu Stammkabel 15-3-P42.1 Mit Klammern, 100cm lang, farblich codiert: rot, gelb, grün geschirmt, mit HF-Drossel	121,00
ZM:15-5-P42.1	5-adriges Stammkabel mit Philips-Stecksystem 275cm lang, farblich codiert: rot, gelb, grün, schwarz, weiß Wie Philips #M1668A	112,00
		
ZM:7-9-P5	5-adrige Patientenleitung zu Stammkabel 15-5-P42.1 Mit Klammern, 90cm lang, farblich codiert: rot, gelb, grün, schwarz, weiß, wie Philips #M1672A	86,00
		
HP:M1974A	5-adrige Patientenleitung zu Stammkabel 15-5-P42.1 Mit Klammern, 160cm lang, farblich codiert: rot, gelb, grün, schwarz, weiß, geschirmt, mit HF-Drossel	147,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

ORIGINAL PHILIPS / HP MONITORKABEL

HP:M1510A	EKG -Stammkabel für 3 Ableitungen , Länge 2,7m Verkaufseinstellung: 30.5.2017	123,00
HP:M1530A	EKG- Stammkabel für 3 Ableitungen , Länge 2,7m Verkaufseinstellung: 30.5.2017	184,00
HP:M1611A	3-adriges OP-Elektrodenkabel , Clipanschluß, geschirmt, orange-farbene Kabel, Länge 1,0m	160,00
HP:M1613A	3-adriges Elektrodenkabel , Clipanschluß, geschirmt, graue Kabel, Länge 1,0m	88,00
HP:M1615A	3-adriges Elektrodenkabel , Druckknopfanschluß, geschirmt, graue Kabel, Länge 1,0m	88,00
HP:M1619A	3-adriges Elektrodenkabel , Miniclipanschluß, nicht abgeschirmt, violette Kabel, Länge 0,7m	51,00
HP:M1631A	5-adriges OP-Elektrodenkabel , Clipanschluß, geschirmt, orange-farbene Kabel, Länge 1,0m/1,6m	208,00
HP:M1633A	5-adriges Elektrodenkabel , Clipanschluß, geschirmt, graue Kabel, Länge 1,0m/1,6m	137,00
HP:M1635A	5-adriges Elektrodenkabel , Druckknopfanschluß, geschirmt, graue Kabel, Länge 1,0m/1,6m	129,00
HP:M1639A	5-adriges Elektrodenkabel , Miniclipanschluß, nicht abgeschirmt, violette Kabel, Länge 0,7m/1,3m	84,00
	Verkaufseinstellung aller aufgeführten Elektrodenkabel: 30.5.2018	
ZM: 7-9-S1,5	Einzelleitung mit Klammern für Blocksystem wie HP, geschirmt, lieferbar in: rot, grün, gelb schwarz und weiss, Länge 1,0m wie Philips # M1521A, M1522A, M1523A, M1524A, M1525A	22,50

Wir liefern das komplette Sortiment von Original Philips Zubehör!