

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

SPO2-VERLÄNGERUNGSKABEL (ÜBERSICHT)

ÜBERSICHT

ZM:4223	SpO2-Verlängerungskabel BCI	93,00
	Länge 240 cm Redell – DB9	3100,3101, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, MiniTorr, MiniTorr Plus
ZM:4222	SpO2-Verlängerungskabel BCI	57,60
	Länge 240 cm DB9 – DB9	3300-Serie, 3401,3180
ZM:4282-1	SpO2-Verlängerungskabel CSI (Criticare)	107,00
	Länge 240 cm Lemostecker – DB9	501, 503, 504, 507, 508, 581, 1100, 8100, Poet (602-3A), Scholar
ZM:2241-8	SpO2-Verlängerungskabel Critikon / GE Medical Syst.	91,00
	Länge 240 cm	7000 Serie, TRAM A.R., TRAM 200SL, 400SL, 600SL, 800A, 800SL
ZM:5812	SpO2-Verlängerungskabel Critikon / GE Medical Syst.	99,00
	Länge 240 cm Marquette – DB9	Eagle, Dash, SOLAR, TRAM Modular, 250SL, 450SL,650L,850A,850SL Corometrics 188,129, 129F,128, 128F
ZM:5813	SpO2-Verlängerungskabel Critikon / GE Medical Syst.	169,00
	Länge 240 cm Hellige – DB9	Hellige Eagle 1000,3000, SMU, SMK, SMV
ZM:4912	SpO2-Verlängerungskabel Critikon / GE Medical Syst.	141,00
	Länge 300 cm	Critikon Dinamap 8700, 8710,8720 Plus, Oxyshuttle
ZM:4213	SpO2-Verlängerungskabel Critikon / GE Medical Syst.	111,00
	Länge 300 cm	Dinamap Pro 100-400
ZM:4212	SpO2-Verlängerungskabel Critikon / GE Medical Syst.	47,00
	Länge 240 cm DB9-DB9	Corometrics 188,129, 129F,128, 128F; Dinamap Pro 100-400; Criticon Dinamap 97XX, Plus, Kompakt, MPS, Select

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

SPO₂-VERLÄNGERUNGSKABEL







ÜBERSICHT

ZM:4312-1 	SpO₂-Verlängerungskabel Datascope Länge 300 cm Accusat, Accutorr 3/4SAT Accutor Plus, Passport	118,00
ZM:4213	SpO₂-Verlängerungskabel Datascope Länge 300 cm Accutor Plus (Nellcor® SpO ₂)	111,00
ZM:4512 	SpO₂-Verlängerungskabel Datex-Ohmeda Länge 300 cm AS/3, CS/3, Light Monitor, Cardiicap I, II, 5, OSP-200 u.w.	90,00
ZM:2241-8 	SpO₂-Verlängerungskabel Datex-Ohmeda Länge 240 cm Hypertronics – DB9 Ohmeda 3700-Serie, Biox 3740,3760,3800, 3900,4700,TuffSat, OxiCap,Rascal II u.w.	91,00
ZM:5712	SpO₂-Verlängerungskabel Dräger Länge 240 cm Lemostecker – DB9 Vitalert 1000,Cicero, GammaXL, DeltaXL, Kappa	160,00
ZM:4224 	SpO₂-Verlängerungskabel EnviteC/MEDLAB Länge 240 cm PulsiQuant P	120,00
ZM:4213	SpO₂-Verlängerungskabel Nellcor Länge 300 cm 3M – DB9 (SCP-10 kompatibel) NPB-290/5,N-390, N-3000, N-6000	111,00
ZM:4212-1 	SpO₂-Verlängerungskabel Nellcor Länge 120 cm DB9 – DB9 alle Typen (außer Symphony, N-200) MDE Neue Generation Escourt II, Typ 20300, 20401-20403	42,00
ZM:4212 	SpO₂-Verlängerungskabel Nellcor Länge 240 cm DB9 – DB9	47,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

SpO₂-Verlängerungskabel


Übersicht

ZM:4012	SpO₂-Verlängerungskabel Nonin		56,00
	Länge 90 cm DB9 – DB9	alle Typen	
ZM:4012-1	SpO₂-Verlängerungskabel Nonin		72,00
	Länge 300 cm DB9 – DB9		
ZM:4613	SpO₂-Verlängerungskabel Novamatrix		160,00
	Länge 300 cm Hypertronics - Hypertronics	510,511,505,515B/C,520, 7000,7100,Oxypleth, 500	
ZM:2261-8	SpO₂-Verlängerungskabel Novamatrix		91,00
	Länge 240 cm Hypertronics – DB9	510,511,505,515B/C,520, 7000,7100,Oxypleth	
	SpO₂-Verlängerungskabel Ohmeda siehe Datex-Ohmeda		
ZM:5412	SpO₂-Verlängerungskabel Philips Medical		89,00
	Länge 300 cm DBK1 – DB9	78352C,78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, ViridaA1, A3	
ZM:5414	SpO₂-Verlängerungskabel Philips Medical		111,00
	Länge 200 cm DBK1 – HP small		
ZM:5415	SpO₂-Verlängerungskabel Philips Medical		111,00
	Länge 200 cm HP small – HP small		
ZM:5416	SpO₂-Verlängerungskabel Philips Medical		111,00
	Länge 110 cm HP small – DB9	MP20, 30, 60, 70,90, M4529A	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

SpO₂-Verlängerungskabel

Übersicht

ZM:4612	SpO₂-Verlängerungskabel Spacelabs		138,00
	Länge 60 cm Hypertronics – Hypertronics,	Typen mit Novamatrix- Technologie	
ZM:4612-1	SpO₂-Verlängerungskabel Spacelabs		100,00
	Länge 300 cm Hypertronics – DB9	Typen mit Nellcor- Technologie	
ZM:4615	SpO₂-Verlängerungskabel Spacelabs		193,00
	Länge 300 cm Spacelabs – DB9	90496 Ultraview (Nellcor-Technologie)	