

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

### TEMPERATURSONDEN - ENVITEC

ZM:401-1 PH-AR-275A  	<b>Temperatursonde für Erwachsene für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b> zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,8 mm, 6,3 mm Klinkenstecker, <b>autoklavierbar</b>	97,00
ZM:402-1 PH-PR-275A  	<b>Temperatursonde für Kinder für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b> zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,0 mm, 6,3 mm Klinkenstecker, <b>autoklavierbar</b>	119,00
ZM:403-1 PH-NR-275A  	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b> zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 2,7 mm, 6,3 mm Klinkenstecker, <b>autoklavierbar</b>	130,00
ZM:411-1 PH-SAR-275A  	<b>Temperaturs. für Erwachsene, Hautoberflächenmessung, für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b> 275 cm lang, Ø 18 mm Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	134,00
ZM:412-1 PH-SPR-275A  	<b>Temperatursonde für Kinder, Hautoberflächenmessung für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b> 275 cm lang, Ø 10 mm Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	141,00
ZM:413-1 PH-SNR-275A  	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten, Hautoberflächenmessung, für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b> 275 cm lang, Ø 6 mm Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	146,00
ZM:401 PHR-AR-275A  	<b>Temperatursonde für Erwachsene für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b> zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,8 mm, 90° Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	97,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
ZM:402 PHR-PR-275A	<b>Temperatursonde für Kinder für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b>	119,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,0 mm, 90° Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:403 PHR-NR-275A	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b>	130,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 2,7 mm, 90° Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:411 PHR-SAR-275A	<b>Temperatursonde für Erwachsene, Hautoberflächenmessung für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b>	134,00
	275 cm lang, Ø 18 mm 90° Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:412 PHR-SPR-275A	<b>Temperatursonde für Kinder, Hautoberflächenmessung für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b>	141,00
	275 cm lang, Ø 10 mm, 90° Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:413 PHR-SNR-275A	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten, Hautoberflächenmessung für Dräger, Hellige, Siemens Geräte</b>	146,00
	275 cm lang, Ø 6 mm, 90° Klinkenstecker 6,3 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:401 HP HP-AR-275A	<b>Temperatursonde für Erwachsene für HP-, Phillips Geräte</b>	108,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,8 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:402 HP HP-PR-275A	<b>Temperatursonde für Kinder für HP-, Phillips Geräte</b>	123,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,0 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:403 HP HP-NR-275A	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten für HP-, Phillips Geräte</b>	141,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 2,7 mm, <b>autoklavierbar</b>	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
ZM:411 HP HP-SAR-275A	<b>Temperatursonde für Erwachsene, Hautoberflächenmessung für HP-, Phillips Geräte</b>	141,00
	275 cm lang, Ø 18 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:412 HP HP-SPR-275A	<b>Temperatursonde für Kinder, Hautoberflächenmessung, für HP-, Phillips Geräte</b>	146,00
	275 cm lang, Ø 10 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:413 HP HP-SNR-275A	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten, Hautoberflächenmessung für HP-, Phillips Geräte</b>	152,00
	275 cm lang, Ø 6 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:401 SI SI-AR-275A	<b>Temperatursonde für Erwachsene für Siemens SC 6000/9000</b>	108,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,8 mm, <b>autoklavierbar wie Siemens # 52 04 644</b>	
ZM:402 SI SI-PR-275A	<b>Temperatursonde für Kinder für Siemens SC 6000/9000</b>	123,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 4,0 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:403 SI SI-NR-275A	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten für Siemens SC 6000/9000</b>	141,00
	zur rektalen und oesophagealen Messung, 275 cm lang, Ø 2,7 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:411 SI SI-SAR-275A	<b>Temperatursonde für Erwachsene, Hautoberflächenmessung für Siemens SC 6000/9000</b>	141,00
	275 cm lang, Ø 18 mm, <b>autoklavierbar wie Siemens # 52 04 669</b>	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
ZM: 412 SI SI-SPR-275A	<b>Temperatursonde für Kinder, Hautoberflächenmessung für Siemens SC 6000/9000</b>	146,00
	275 cm lang, Ø 10 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:413 SI SI-SNR-275A	<b>Temperatursonde für Kleinkinder und Neonaten, Hautoberflächenmessung für Siemens SC 6000/9000</b>	152,00
	275 cm lang, Ø 6 mm, <b>autoklavierbar</b>	
ZM:S 616	<b>Temperatursondenbezüge aus Latex</b>	16,30
	für alle Temperatursonden zur rektalen und oesophagealen Messung, VE= 10 Stück / Pack <b>wie Siemens # 70 14 616</b>	
ZM:S 617	<b>TempPads</b>	auf Anfr.
	zur Fixierung und Isolierung der Hautoberflächensonden, VE= 100 Stück / Pack	